

# Anel para Anuloplastia Valvar Maleável

Experiência

Qualidade

Performance




[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** O Anel para Anuloplastia Valvar Maleável é confeccionado em pericárdio bovino e tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%, apresentando em seu interior um fio radiopaco.

**Indicação:** O Anel para Anuloplastia Valvar Maleável é utilizado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, cujo o objetivo é recolocar em posição anatômica natural a valva mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de preeuamento.



### Especificações Técnicas

Tamanho	ØA ± 0,5	ØB ± 0,5	C ± 0,5	Código
19	14	19	30	1924
21	16	21	33	1937
23	18	23	36	1940
25	20	25	40	1953
27	22	27	43	1966
29	24	29	46	1979
31	26	31	49	1982
33	28	33	52	12122
35	30	35	55	12139



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030084  
 www.braile.com.br

