

Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Braile

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Braille é constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone e revestido com poliéster.

Indicação: O Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Braille é utilizado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, cujo o objetivo é, recolocar em posição anatômica natural a valva mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de preguçamento.



Technical Specifications

Tamanho	A ± 0,5	B ± 0,5	C ± 0,5	D ± 0,5	Área do Orifício (cm ²) ± 20	Código
24	28,3	23,1	24	21,2	308	2088
26	30,3	25,1	26	23,2	379	2091
28	32,3	27,1	28	25,2	456	2103
30	34,3	29,1	30	27,2	539	2116
32	36,3	31,1	32	29,2	629	2129
34	38,3	33,1	34	31,2	725	2132
36	40,3	35,1	36	33,2	826	2145
38	42,3	37,1	38	35,2	938	102915



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030076
 www.braille.com.br

