


Cronômetro Digital Triplo C3000

Simplicidade
Acuracidade
Confiabilidade



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

O Cronômetro Digital Triplo C3000 Braile Biomédica é constituído de três cronômetros de alta precisão acoplados em uma única caixa e com funcionamento independente. Funciona com bateria interna de 9,6 volts recarregável e/ou ligado à rede elétrica, proporcionando funcionamento contínuo mesmo na falta de energia elétrica da rede local; circuito microprocessado para maior confiabilidade e abraçadeira para fixação com duas posições (vertical e horizontal). O Cronômetro é indicado para o registro do tempo das várias etapas cirúrgicas como: tempo de cirurgia, tempo de pinçamento, tempo de cardioplegia etc.

Código

353856

Cronômetro Digital Triplo
C3000



Especificações Técnicas

Precisão	99,0% (25°C)
Capacidade do mostrador	99:59:59 (h:m:s)
Duração da Bateria	2 horas
Alimentação	rede ou bateria

Código Catálogo 205124
Rev. 01



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010

www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA