

Conjunto para Autotransusão



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Conjunto para Autotransusão é constituído de um reservatório de policarbonato com capacidade para 2.000ml. Possui sistema para rompimento de bolhas e filtro de poliéster para retenção de partículas de diâmetro superior a 150µm e tubos de PVC.

Indicação: O Conjunto para Autotransusão é indicado para procedimentos cirúrgicos ou pós-operatório para coleta do sangue extravasado. Este sangue será filtrado para posterior reinfusão ao paciente. Esta técnica utiliza o vácuo para aspirar o sangramento.



Código
225690
Conjunto para Autotransusão HPO
225645
Conjunto para Autotransusão
214944
Conjunto para Autotransusão BPSP
225672
Conjunto para Autotransusão SPA

Especificações Técnicas

Matéria-Prima	Policarbonato
Volume máximo do Reservatório	2000 ml
Volume mínimo do Reservatório	250 ml
Conector para Aspiradores	1/4"
Filtro de sangue aspirado	150 µm
Saída de sangue do reservatório	1/4"



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030028
www.braile.com.br

