

Enxerto Arterial Tubular Orgânico

Tubo Simples Corrugado

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Simples Corrugado é constituído de pericárdio bovino moldado em suporte especial, tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico de Pericárdio Bovino Tubo Simples Corrugado é indicado na reconstrução de aneurismas ou doenças aneurismáticas, revascularização aorto-ílica, aorto bifemoral, entre outras.



Especificações Técnicas

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	D ± 0,5	Código
19	120	19	17	1,7	6932
21	120	21	19	1,7	6990
23	120	23	21	1,7	7025
25	120	25	23	1,7	7067
27	120	27	25	1,7	7096
29	120	29	27	1,7	7140
31	120	31	29	1,7	7153
33	120	33	31	1,7	7210

Código Catálogo 261807
Rev. 01



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030024
www.braile.com.br

