

Enxerto Arterial Tubular Orgânico

Tubo Simples Liso

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Simples Liso é constituído de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico de Pericárdio Bovino Tubo Simples Liso é indicado na reconstrução de aneurismas ou doenças aneurismáticas, revascularização aorto-ílica, aorto bifemoral, entre outras.



Especificações Técnicas (mm)

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	Código
19	120	19	18	7476
21	120	21	20	7517
23	120	23	22	7559
25	120	25	24	8051
27	120	27	26	8064
29	120	29	28	8077
31	120	31	30	8080
33	120	33	32	8093



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030024
www.braille.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA