

# Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 200 Corrugado

Experiência

Qualidade

Performance




[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 200 Corrugado é constituído de pericárdio bovino moldado em suporte especial, tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

**Indicação:** O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 200 Corrugado é indicado em correções de várias cardiopatias, como aneurismas da aorta ascendente com ou sem insuficiência valvar, hipoplasia congênita atrio-ventricular, transposição das grandes artérias, comunicação interventricular, ectasia anulo-aórtica, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, estenose e atresia pulmonar, entre outras.



### Especificações Técnicas

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	D ± 0,5	Código	Válvula	Produto	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm <sup>2</sup> )
19	120	19	17	1,7	40	Ø19	11611	7,28	1,22
21	120	21	19	1,7	40	Ø21	11628	3,88	1,62
23	120	23	21	1,7	40	Ø23	11635	3,25	1,87

O tamanho do tubo é especificado pelo Ø da válvula.



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030024  
 www.braile.com.br

