

Enxerto Arterial Tubular Orgânico

Tubo Valvulado 200 Liso

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 200 Liso é constituído de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 200 Liso é indicado em correções de várias cardiopatias, como aneurismas da aorta ascendente com ou sem insuficiência valvar, hipoplasia congênita atrioventricular, transposição das grandes artérias, comunicação interventricular, ectasia anulo-aórtica, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, estenose e atresia pulmonar, entre outras.



Especificações Técnicas

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	D ± 0,5	Código	Válvula	Código	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm ²)
19	160	19	18	1,7	70	Ø19	10997	7,28	1,22
21	160	21	20	1,7	70	Ø21	11006	3,88	1,62
23	160	23	22	1,7	70	Ø23	11013	3,25	1,87

O tamanho do tubo é especificado pelo Ø da válvula.



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030024
 www.braile.com.br

