

Filtro de Sangue Arterial Infantil AL3



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Filtro de Sangue Arterial AL3 é constituído de um corpo em policarbonato, com membrana filtrante de poliéster plissado de porosidade 40µm, e uma linha de bypass em PVC acoplada. O produto é integralmente manufaturado com materiais apropriados para aplicações médico-farmacêuticas e esterilizado a Óxido de Etileno (ETO).A membrana filtrante promove a retenção de partículas e microbolhas presentes no sangue, e o sentido de fluxo possibilita a retirada de bolhas de ar.

Indicação: O Filtro de Sangue Arterial AL3 é indicado para utilização na linha arterial do circuito de circulação sanguínea extracorpórea, para proporcionar a retenção de partículas e microembolias gasosas.



Código
606890
Filtro de Sangue Arterial
Infantil AL3

Especificações Técnicas

Infantil AL3	
Material Estrutural	Policarbonato
Material Filtrante	Poliéster
Fluxo Sanguíneo Máximo	3 l/min
Volume de <i>Priming</i>	28 ml
Área de Filtragem	175 cm
Retenção de Partículas	40µm
Conector de entrada/saída de sangue	1/4"
Conector de torneira de três vias <i>luer lock</i>	<i>Luer Lock</i>



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030079
www.braile.com.br

