


# LUMINI<sup>®</sup>

ENDOPRÓTESE AUTOEXPANSÍVEL



 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

Sustentação intraluminal e dispositivo de liberação.  
Monofilamentos de Nitinol trançados formando losangos.  
Marcadores radiopacos de ouro.

Marcador radiopaco de ouro

Losango formado pela trança do fio



Endoprótese autoexpansível de nitinol com formato tubular.



#### Díâmetro de Prótese (mm)

28  
30  
32  
34  
36

#### Comprimento da Prótese (mm)

100  
130  
Perfil  
16/18 Fr

\* Consulte disponibilidade de outras medidas.