


Misturador de Gases MGB-1

Simplicidade

Acuracidade

Confiabilidade



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Misturador de Gases MGB-1 é um dispositivo que permite o controle preciso da mistura de ar comprimido e oxigênio medicinais, permitindo ajustes da concentração de 21 a 100%.

Indicação: O Misturador de Gases MGB-1 é indicado para o uso com oxigenadores de membrana em procedimentos cirúrgicos com circulação extracorpórea.

Código

44561

Misturador de Gases MGB-1



Especificações Técnicas

Conector de ar (padrão) macho	3/4" - 16 fpp
Conector de Oxigênio (padrão) macho	9/16" - 18 fpp
Largura	30 cm
Comprimento	15 cm
Altura	18 cm
Peso	1,2 kg
Pressão de alimentação de Oxigênio	50 psi (345 kPa)
Pressão de alimentação de ar comprimido	50 psi (345 kPa)
Concentração	21 a 100%
Precisão	5% para fluxo entre 0 e 81/min

Acessórios

Fluxômetro Conexão 1/4 1 a 7 L/min
Mangueira ar comprimido Comprimento 5m (±0,1m)
Mangueira oxigênio Comprimento 5m (±0,1m)



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030046
 www.braile.com.br

