

OxyPrime[®]


Oxigenador de Membrana



- ▶ Baixo volume de *priming*
- ▶ Novo *design*
- ▶ Mais compacto
- ▶ Alto desempenho





www.braile.com.br

 **BRAILE[®]**
BIOMÉDICA



Especificações Técnicas

Material	Policarbonato
Fluxo sanguíneo máximo	7,0 l/min
Volume total de priming	250 ml
Trocador de Gás	
Material da fibra	Polipropileno
Área efetiva da membrana	1,95 m ²
Sensor de temperatura	YSI
Conector de saída de sangue	3/8"
Conector de entrada de gás	1/4"
Conector de recirculação	luer lock
Conector de amostra arterial	luer lock
Conector de retirada de ar	luer lock
Trocador de Calor	
Material da fibra	Poliéster
Área efetiva da membrana	0,4 m ²
Temperatura máxima da água	42°C
Pressão máxima da água	40 PSI
Conector de entrada de sangue	3/8"
Conector de entrada/saída de água	Hansen (1/2")



Informações Comerciais

OxyPrime 7000

Código 610738

Para pedidos ou mais informações sobre qualquer um dos nossos produtos, acessórios ou soluções terapêuticas, entre em contato com o representante de vendas local.

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030106
 www.braille.com.br

BRAILLE
 BIOMÉDICA

