

# Patch de Pericárdio Bovino

Experiência  
Qualidade  
Performance



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** O Patch de Pericárdio Bovino é constituído de pericárdio bovino previamente tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

**Indicação:**


-Cirurgia Cardiovascular: fechamento de defeitos intercavitários, ampliação da via de saída do ventrículo direito, alargamento do anel aórtico em trocas valvares, tratamento de aneurismas de aorta e ventrículo esquerdo, reconstruções atriais e ventriculares, cirurgia de Mustard, arterioplastias periféricas.

-Cirurgia Torácica: fechamento de coto brônquico, fechamento de hérnias diafragmáticas, tratamento de defeitos da parede torácica (congenitos e traumáticos.)

-Cirurgia Geral: tratamento cirúrgico de hérnias e eventrações.

-Cirurgia Urológica: citoplastias, ureteroplastias.

-Neurocirurgia: substituição de dura mater.



Especificações Técnicas (cm)

Tamanho	A $\pm 1$	B $\pm 1$	Espessura $\pm 0,01$	Código
11 x 6	11	6	0,030	4293
11 x 9	11	9	0,030	4248

Código Catálogo 261861  
Rev. 01



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA nº 10159030049  
[www.braille.com.br](http://www.braille.com.br)

