

Patch de Pericárdio Bovino Pledges

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Patch de Pericárdio Bovino Pledges é constituído de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e preservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Patch de Pericárdio Bovino Pledges é utilizado na confecção e reforço da bolsa para uso da circulação extracorpórea, lesões miocárdicas com finalidade hemostática, cerclagem coronária em procedimentos sem circulação extracorpórea e correções cirúrgicas das doenças da aorta.



Especificações Técnicas (cm)

Tamanho	A ± 1	B ± 1	Código
1 x 0,5	1,0	0,5	4446

Suporte de Poliacetal com 10 unidades.



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030049
www.braille.com.br