

# Patch de Pericárdio Bovino

Prótese Padronizada de Pericárdio  
Bovino Braile - Gregori

Experiência  
Qualidade  
Performance




[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** O Patch de Pericárdio Bovino Prótese Padronizada de Pericárdio Bovino Braile - Gregori é confeccionado em monobloco, constituído por tiras paralelas de pericárdio bovino quimicamente tratado, presas em uma trave superior e inferior. Essas travessas são reforçadas com pericárdio bovino, suturado com pontos separados, permitindo a redução do número de cordas, se necessário.

**Indicação:** O Patch de Pericárdio Bovino Prótese Padronizada de Pericárdio Bovino Braile - Gregori é indicado para substituição de cordas tendíneas das valvas átrio-ventriculares (mitral e tricúspide).



### Especificações Técnicas (mm)

Tamanho	A ± 0,2	B ± 0,2	C ± 0,2	D ± 0,2	E ± 0,2	F ± 0,2	Código
20	20	16,3	8,7	2,0	3,0	5	231402
25	25	20,0	10,7	2,5	3,5	6	231411
30	30	23,7	12,7	3,0	4,0	7	231420
35	35	27,4	14,6	3,5	4,5	8	231439
40	40	31,0	17,0	4,0	5,0	9	248369



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030049  
 www.braile.com.br

