

# Sistema para Cardioplegia



Indicação: Indicado para pré-condicionamento e administração de soluções cardioplégicas (sanguínea ou cristalóide) ao coração, para uma parada cardíaca segura e protegida durante a circulação extracorpórea.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Trocador de Calor

Matéria-prima	Policarbonato
Material do capilares	Poliéster
Fluxo máximo	500ml/min
Área efetiva de troca térmica	0.14m <sup>2</sup>
Volume de prime	44ml
Temperatura máxima da água	42°C
Pressão máxima da água	40psi
Conector entrada/saída de solução	3/16"
Conector entrada/saída de água	Hansen
Conector de retirada de ar	Luer Lock

MODELO	RESERVATÓRIO	CÓDIGO
Cristalóide	RC 2000	209649
Normotérmica	RC 2000	225706
DG	RC 4000	011161
Incor	RC 500	220288
Especial HCOR	RV 500	220224
4:1	n/a	220172
4:1 modelo I	n/a	220297
HDC-I	n/a	220260
HDC-A	n/a	220213
Simplificado	n/a	005203
Cardiomioplegia Infantil	n/a	220145
Cardiomioplegia Adulto	n/a	220154
Cardiomioplegia BEC 2000	n/a	220163

4:1

Cristalóide

Incor

Cardiomioplegia



### Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
 CNPJ: 52.828.936/0001-09  
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
 Registro ANVISA nº 10159030086  
[www.braille.com.br](http://www.braille.com.br)

**BRAILE**  
 BIOMÉDICA