

Sensor de Temperatura



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Os sensores de temperatura são cabos termoplásticos blindados internamente, com conector de cinco vias com terminais dourados e pastilha do tipo PT-100, de reduzido tamanho, proporcionando maior velocidade nas medições.

Especificações Técnicas

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Escala | 0 - 70°C |
| Conexão | Redel 5 Vias |
| Acuracidade | ± 0,4°C |
| Comprimento | 3m |
| Esterelizável em Óxido de Etileno | |

Código

117168

Sensor de Temperatura



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030075
www.braille.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA