

Sistema para Drenagem Mediastinal



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Sistema para drenagem mediastinal é composto por um reservatório graduado com tampa, linha de drenagem, linha de vácuo e cateter. Confeccionado em PVC rígido e transparente, com diferentes capacidades de volume: 2000, 1000, 500 ou 200 ml, contém ainda tubo de Mariott interno, regulador de fluxo e cordão para fixação.

O ar e os fluidos corpóreos são retirados do paciente através do cateter multi perfurado e da linha de drenagem, ficando depositados no interior do frasco.

Indicação: O Sistema para Drenagem Mediastinal é indicado para remoção de ar e líquidos que podem acumular-se após atos cirúrgicos ou determinadas situações clínicas como hemotórax, pneumotórax e empiema.

Especificações Técnicas

Reservatório do Sistema para Drenagem Mediastinal

Matéria-prima reservatório	PVC
Matéria-prima linha de drenagem	PVC
Matéria-prima linha de vácuo	PVC
Matéria-prima tubo Mariott interno	Polietileno
Matéria-prima conectores	Policarbonato
Volume do reservatório	200, 500, 1000 e 2000

Cateter do Sistema para Drenagem Mediastinal

Diâmetro do cateter	20, 22, 26, 32, 36, 38 Fr
Materia-prima	PVC



Código

- 48237
Sistema de Dren. Mediastinal - 2000/32
- 38797
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 2000/36
- 62550
Sistema de Dren. Mediastinal - Infantil 2000/26
- 101994
Sistema de Dren. Mediastinal - Infantil 1000/26
- 21223
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 1000/38
- 34454
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 1000/38 SPB
- 117858
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 2000/38 PA
- 40527
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 2000/36 CIR
- 62567
Sistema de Dren. Mediastinal - Adulto 2000/38
- 110529
Sistema de Dren. Mediastinal - Infantil 200/2026
- 108384
Sistema de Dren. Mediastinal - Infantil 500/20
- 38340
Redutor de Pressão 2000 ML

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030083
www.braile.com.br