

SISTEMA PARA PERFUSÃO INTRAPERITONEAL



www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: Manufaturado em material polimérico biocompatível e atóxico, resistente à pressão, ao impacto, às variações de temperatura e à ação de agentes químicos e biológicos. É composto por reservatório de armazenamento de solução, trocador de calor de alta performance e cânulas multiperfuradas para infusão e drenagem.

Indicação: É indicado para armazenamento, condicionamento térmico e administrativo intraperitoneal de soluções em procedimento de cirurgia citoredutora. O produto possibilita o condicionamento térmico da solução, infusão e drenagem intraperitoneal por meio das cânulas.

PERFUSÃO INTRAPERITONEAL



AGENCIAPROSPECTA.COM

Reservatório		Trocador de Calor		Cânulas	
Matéria-prima	Polycarbonato	Matéria-prima	Polycarbonato	Matéria-prima	PVC
Volume Máxima	3700ml	Capilares	Poliéster	Diâmetro tubo	1/4"
Filtro	150 µm	Fluxo Máximo	1,5L/min	Via infusão	Única
Conexões	3/8"	Temperatura Máxima	55°C	Via Drenagem	Tripla

ACESSÓRIOS VENDIDOS À PARTE

SENSOR DE TEMPERATURA

Registro ANVISA nº 10159030075



TUBO EXTENSOR - QMT

Registro ANVISA nº 10159030091



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil

Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040

CNPJ: 52.828.936/0001-09

Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010

Registro ANVISA nº 10159030080

www.braile.com.br

BRAILE
BIOMÉDICA