


STENT-GRAFT CIRÚRGICO

Endoprótese Autoexpansível Stent-Graft Cirúrgico




Endoprótese metálica autoexpansível com revestimento de poliéster de baixa porosidade e estrutura de Nitinol.
 Para procedimentos com parada circulatória (CEC).
 Cateter de liberação curto para fácil manuseio no campo cirúrgico.





Sutura

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico



Revestimento

Poliéster tubular de baixa porosidade



A	B
Diâmetro 26, 28, 30, 32 e 34 mm	Comprimento 75 - 115 - 150 mm

*Consulte disponibilidade de outras medidas.

Código Catálogo 250498
 Rev. 03 - 05/2018

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
 Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030062
 www.braile.com.br

