

# Termômetro Clínico Digital AG-2000



[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

O Termômetro Clínico Digital AG-2000 é composto de um circuito eletrônico, visor e bateria de alimentação. É indicado para medir temperaturas fisiológicas. Este termômetro obtém suas leituras através de sensores apropriados da Braile Biomédica.

## Código

117140

Termômetro Clínico  
Digital AG-2000

### Especificações Técnicas

Alimentação	9 VDC (bateria alcalina)
Escala	0 - 70°C
Resolução	0,1°C
Acuracidade	± 0,4°C
Dimensões	163x105x90mm incluindo presilha
Peso	374g incluindo presilha



#### Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA nº 10159030029  
[www.braile.com.br](http://www.braile.com.br)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA